


AMNIO SMED

haczyk do przebijania błony owodniowej



Plastikowy, sterylny haczyk ginekologiczny służący do zabiegu przebicia pęcherza płodowego (amniotomii).

- produkt sterylny
- pakowny indywidualnie
- posiada delikatne żłobienie (wgłębienie) z obydwóch stron ułatwiające jego użytkowanie
- całkowita długość: 26,5 cm
 - wymiar przy uchwycie szer. 10 mm, gr. 5 mm
 - wymiar przy haczyku szer. 5 mm, gr. 3 mm